


MADE IN
FRANCE
since 1992

SWING-Mesh®

Polypropylène Light
Light Polypropylene

SMH2



WWW

Chirurgie Digestive
Digestive Surgery

SWING
TECHNOLOGIES

a THT bio-science division



Dispositif médical fabriqué en France par / Medical device manufactured in France by THT Bio-Science, 2 Cantignous 34220 Verreries-de-Moussans (FR)

CE
1639

SWING-Mesh®

Polypropylène Light

Les dispositifs Swing-Mesh® sont destinés au renfort de la paroi abdominale, pour le traitement des éventrations et des hernies inguinales, par laparotomie ou sous contrôle cœlioscopique.

Swing-Mesh® devices are suitable for abdominal wall reinforcement of ventral or inguinal hernias treatments, via open or laparoscopic surgery.

S M H 2 - Light

Prothèse tricotée en monofilament de polypropylène (PP) light.

Light knitted polypropylene (PP) monofilament prosthesis.

Poids *Weight* - 55 g/m²

Taille de Maille *Pore Size* - 1.53 x 1.30 mm


Porosité *Porosity** - 88% (A) - 62% (C)

Épaisseur *Thickness* - 0.48 mm

Résistance Traction moy. *Mean Tensile Strength* - 244/335 N

Allongement moy. *Mean Elongation* - 40/62%

* Selon *According to* NF S94-801



S M H 2

VOIE D'ABORD SURGICAL APPROACH

- Renfort de la paroi abdominale
- Traitement des hernies inguinales et éventrations
- Par laparotomie ou sous contrôle cœlioscopique
- *Abdominal wall reinforcement*
- *Inguinal hernias and ventral treatments*
- *For laparoscopic or open surgery*

AVANTAGES / ADVANTAGES

- + Structure légère et poreuse pour l'intégration et la colonisation tissulaire
- + Semi-rigide et adaptable à la cavité abdominale
- + Élasticité et propriétés mécaniques multidirectionnelles
- + *Light porous structure to favour tissue ingrowth and colonization*
- + *Semi-rigid for optimal abdominal fit*
- + *Elasticity and multidirectional mechanical properties*



a **THT bio-science** division

THTBIO-SCIENCE.COM

SERVICE COMMERCIAL / SALES DEPARTMENT

1, rue d'Albisson
34000 Montpellier (France)
Tel. : +33 (0)4 99 58 10 92 - Fax : +33 (0)4 67 54 35 84

SERVICE COMMANDES / CUSTOMER SERVICE

adv@thtbio-science.com
export@thtbio-science.com
Tel. : +33 (0)5 63 98 76 11 - Fax : +33 (0)5 63 98 10 95

